

COVID-19

Antigen Schnelltest

Artikel: NCV12 **Technologie:** Kolloidale Gold-Immunochematographie - zum qualitativen Nachweis spezifischer SARS-CoV-2-Antigene im menschlichen Nasen-Rachenraum.

Ergebnis: binnen 5-15 Minuten. **Teststreifen:** einfaches Verfahren ohne Geräte und ohne Pipette durchzuführen. **Gelistet:** beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (AT487/21). **Praktisch:** vorabgefüllte Pufferlösung in verschließbaren Röhrchen. **Optimierte Hygiene:** im Umgang mit potenziell infektiösen Proben (Tupfer und Teststreifen verbleiben im verschlossenen Röhrchen) **Zuverlässige Testergebnisse:** mit Bestwerten!

Test Format	Teststreifen / Immunographischer In-vitro-Test
Probenmaterial	nasopharyngeal-/ oropharyngeal- Abstrich
Ziel Antigen	Nucleocapsid (N)
Mutationserkennung	B.1.1.7 (UK) / B.1.617.2 (DELTA), B.1.251 (ZA), P.1/P2 (Brasilien) Varianten bestätigt
Spezifität	99,3% (95%CI*: 98,50-100%)
Sensitivität	98,5% (95%CI*: 97,20-99,80%)
Koinzidenz	99,0% (95%CI*: 98,30-99,70%)
Nachweisgrenze (LoD)	1,15 x 10 ² TCID 50/ml. Ct <36

* Konfidenz-Intervall



Lieferumfang/Kit:

- 1 x einzeln versiegelte Teststreifen
- 1 x mit Pufferlösung vorabgefüllte, verschließbare Röhrchen
- 1 x einzeln verpackte Tupfer
- 1 x Gebrauchsanweisung

Distribution:

enverque GmbH
Florastr. 86
13187 Berlin, Germany

Tel +49 30 3977 2992
backoffice@enverque.de
www.enverque.de

Der Covid-19 Antigen Schnelltest darf nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.

www.kochbiotech.com